

CAE Replay™

Grabación inteligente, fácil debriefing



CAE Replay es una solución diseñada para ser la memoria de la sala. Graba continuamente, sin necesidad de interacción con el usuario y almacena todo por semanas. Si ocurre alguna actividad en algún segmento grabado, éste queda guardado automáticamente de forma permanente. Es la herramienta perfecta para mirar hacia atrás en el tiempo. Lo que usted necesite debatir, buscar, mirar o analizar está allí, de forma clara y sencilla. Es una herramienta necesaria para el debriefing.



Mirar hacia atrás
nunca fue tan fácil.

Fácil de usar. Replay incluye las características más importantes para un debriefing eficiente.



Graba video, audio y
datos en HD.

Cámaras HD y micrófonos
profesionales integrados.



Nunca necesita
apretar REC.

Replay captura todo, todo el
tiempo. Permanece siempre
encendido para que usted no se
pierda ningún minuto de acción.



Encuentre todo.

Búsqueda por nombre,
fecha, datos fisiológicos,
eventos y más.



Debrief en cualquier
momento, en cualquier lugar.

Replay está disponible
como una solución
wireless ultraportable



Escalable de 2 a 200
cámaras.

Permite comenzar poco a
poco y expandirse luego.




CAE Healthcare
caehealthcare.com

DeLeC Científica Argentina S.A.
Aráoz 821 - (C1414DPQ) - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: (+54-11)4775-8544
www.delec.com.ar


DeLeC
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Preguntas frecuentes

¿Replay realmente graba las 24 horas del día, los 7 días de la semana?

Sí. Una vez que el sistema Replay está encendido, las cámaras permanecen grabando y el software recupera y almacena todos los videos grabados. Los videos son guardados durante semanas y cualquier grabación de la actividad de un simulador puede ser guardada permanentemente o hasta que se elimine el archivo.

¿Cómo sabe Replay cuándo comienza una actividad de simulación?

Replay detecta el inicio de una simulación cuando ocurre alguna de las siguientes acciones: conexión del simulador al escenario, el inicio del registro de evento, agregado de un miembro a la sala o el inicio de anotaciones.

¿Cómo separa Replay un video con actividad de simulación de un video sin actividad?

En el momento en que ocurre una actividad de simulación, el software de Replay crea automáticamente un capítulo para segmentar el video y grabar todo el video, audio y datos de simulación.

¿Por cuánto tiempo son almacenados los videos en Replay?

El software almacena todas las grabaciones durante semanas. Los videos asociados a eventos de simulación son guardados permanentemente o hasta que el usuarios decida borrarlos.

¿Y si no quiero grabar todo el tiempo?

Replay permite a los usuarios deshabilitar el grabado automático para las salas seleccionadas, de modo que si se desea, puede ser gestionado manualmente.

¿Qué simuladores son compatibles con Replay?

Replay registra la información fisiológica de todos los simuladores paciente de alta fidelidad CAE y de otras marcas. Se ofrece kits de conexiones para simuladores de cualquier modelo que capturan toda la información fisiológica en tiempo real, incluyendo curvas fisiológicas y gráficos de tendencia.

¿Cómo accedo a Replay?

Acceda a su Replay mediante cualquier navegador web desde cualquier computadora. Si es la primera vez que ingresa al sistema, Replay simplemente le solicitará ingresar su e-mail para configurar un usuario y contraseña. Luego de la configuración inicial, se les permite a los usuarios acceder al sistema por medio de invitación a la sala vía mail. Una vez que a los usuarios se les concede el acceso a una sala, pueden acceder a cualquier grabación de la misma o agregarse a múltiples salas según se necesite.

¿Replay permite anotaciones?

Sí. Las anotaciones pueden ser hechas durante un video en vivo o sobre uno ya grabado. Simplemente seleccione el miembro del grupo sobre el cual se desee anotar, elija una categoría para su anotación (por ejemplo: comunicación, intervención) y escriba su comentario o bien Replay puede completarlo automáticamente basado en notas pasadas.

Cómo funciona el respaldo en la nube para Replay?

Cada Replay posee un espacio en la nube dedicado al que sólo Replay puede acceder. En la nube queda almacenado un respaldo de toda la información de su sistema, incluyendo las grabaciones audiovisuales de tal modo que CAE Healthcare pueda hacer una restauración completa frente a cualquier imprevisto. Replay incluye un año de servicio de respaldo basado en la nube. Luego, puede disponer de años de almacenamiento adicionales como opción.

¿La instalación está incluida?

Dependiendo del tamaño de su sistema Replay, se brindará asesoramiento respecto de los requisitos de instalación. Existe la posibilidad de que sea sencillo, como es el caso de las versiones ultraportables o bien que se requiera montar cámaras en la pared o techo y conectarlas al switch AV. El software detecta de manera automática sus cámaras y otros dispositivos, aunque contará con respaldo profesional para su configuración.

¿El entrenamiento está incluido?

Más allá de que el software es fácil de usar y navegar, se brinda entrenamiento a los usuarios del sistema. A su vez, CAE Healthcare proporciona guías de inicio, videos tutoriales y webinars con el fin de orientar y mantener actualizados a los usuarios de manera constante.

Disponible como:

Replay Ultraportable

Grabe y analice en cualquier lugar con este sistema HD wireless alimentado a batería.



Replay ONE

Nuestra mejor solución de grabación de simulación con todas las características.



Replay Multi-Room

Un sistema unificado de nivel empresarial para todo el centro de simulación.



¡Obtenga la mejor solución para debriefing al mejor precio!



DelecArgentina



Delec Cientifica Argentina

