


E-Type Masks

Máscaras Termoplásticas Klarity



ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DEL PRODUCTO

Las Máscaras Termoplásticas Klarity deben mantenerse en un lugar seco, limpio y a temperatura entre los 50-95°F (10-35°C). El desecho de las máscaras no requiere un tratamiento especial.

United States
Klarity Medical Products USA
1987 Coffman Road
Newark, Ohio 43055
Peter M. Larson, President

T (877) 599-8905 (toll free)
T (740) 788-8107
F (740) 788-8109
E sales@klaritymedical.com
W www.klaritymedical.com

INFORMACIÓN GENERAL

Las Máscaras Termoplásticas Klarity son utilizadas para inmovilizar a las personas en una posición precisa, de forma segura.

DESCRIPCIÓN

Klarity ha desarrollado un material innovador para sus productos de inmovilización. Las Máscaras Termoplásticas Klarity han sido diseñadas para asegurar una contracción mínima y la fijación superior. El resultado es una máscara que se adapta a la persona y se endurece siguiendo los contornos, para brindar un molde preciso y confortable.



Klarity
BETTER PRODUCTS FOR BETTER CARE